

# PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

90°



GRAND MODÈLE  
(PROBAR-L-PF  
182x36x3 cm)



PETIT MODÈLE  
(PROBAR-M-PF  
140x36x3 cm)

Les protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaine est classée au feu M1.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
PROBAR-M-PF (la paire)	100,00 €
PROBAR-L-PF (la paire)	120,00 €



# CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

"Cette ceinture est compatible

70°



La boucle est accessible au patient (maintien)



La boucle n'est pas accessible au patient (contention)

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit et procure au patient un positionnement sécurisé.

Elle est compatible avec le système NAUSI-SURE à fermeture magnétique (page 56), avec des lits de 90 cm de large maximum (au delà, n'hésitez pas à nous contacter sur [contact@nausicaa-medical.com](mailto:contact@nausicaa-medical.com) pour un devis).

MISE EN PLACE :

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier.
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension.
- Passer la première jambièrre sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.
- Reproduire l'opération pour l'autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambièrre autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par-dessus le patient, puis régler la tension.

Tour de taille (en cm)

S	60 / 90
M	80 / 105
L	95 / 125
XL	115 / 145

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CMLP2HP-PF- S ou M ou L ou XL	100,00 €