



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

# CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit.

Elle procure au patient un positionnement sécurisé.

Compatible avec le système NAU-SI-SURE (fermeture magnétique).

### MISE EN PLACE :

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier.
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension.
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.
- Reproduire l'opération pour l'autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par dessus le patient, puis régler la tension.

· Tour de taille (en cm) :

- S** 60 / 90
- M** 80 / 105
- L** 95 / 125
- XL** 115 / 145



La boucle est accessible au patient (maintien)

La boucle n'est pas accessible au patient (contention)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CMLP2HP-PF-S ou M ou L ou XL	100,00 €



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

# MOUFLES DE GLISSE

Pour la manipulation d'un patient, les Moufles de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques aux soignants.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dûs au poids du patient pendant les manipulations.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
MDG-PF (par paire)	55,00 €
MDG5-PF (par 5 paires)	220,00 €