




Ceinture d'aide à la marche

Descriptif

Cette ceinture peut s'utiliser sur le patient ou sur l'aidant.

- La préhension des poignées par le patient, lorsque cette dernière est positionnée sur l'aidant, va permettre de le sécuriser et de le positionner en antépulsion pour faciliter son transfert.
- Lorsque la ceinture est positionnée sur le patient, elle permet à l'aidant de le sécuriser mais également d'inciter un mouvement de balancier pour faciliter la marche. L'aidant peut se positionner à l'arrière ou à l'avant du patient.
- Tour de taille : S : 75/90 cm, M : 85/105 cm, L : 105/120 cm, XL : 120/135 cm



CADM2-PF



v 01.07/25

Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Cette ceinture peut s'utiliser sur le patient ou sur l'aidant.

- La préhension des poignées par le patient, lorsque cette dernière est positionnée sur l'aidant, va permettre de le sécuriser et de le positionner en antépulsion pour faciliter son transfert.
- Lorsque la ceinture est positionnée sur le patient, elle permet à l'aidant de le sécuriser mais également d'inciter un mouvement de balancier pour faciliter la marche. L'aidant peut se positionner à l'arrière ou à l'avant du patient.

Composition

- Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
- Enduction de polyuréthane sur jersey de polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucle nylon

Mise en place

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.






Walking aid

Description

This belt can be used on the patient or on the caregiver.

- When the belt is positioned on the caregiver, the patient can grip the handles to secure themselves and position themselves in an antepulsion position to facilitate transfer.
- When the belt is positioned on the patient, it allows the carer to secure them but also to encourage a rocking motion to facilitate walking. The carer can position themselves behind or in front of the patient.
- Waist size: S: 75/90 cm, M: 85/105 cm, L: 105/120, XL: 120/135



CADM2-PF



v 01.07/25

Recommendation



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person.
This medical device must be implemented or trained by a health professional.

This belt can be used on the patient or on the caregiver.

- When the belt is positioned on the caregiver, the patient can grip the handles to secure themselves and position themselves in an antepulsion position to facilitate transfer.
- When the belt is positioned on the patient, it allows the carer to secure them but also to encourage a rocking motion to facilitate walking. The carer can position themselves behind or in front of the patient.
- Waist size: S: 75/90 cm, M: 85/105 cm, L: 105/120, XL: 120/135

Composition

- Combination of polyurethan foam and jersey/cotton polyester fabric
- Jersey/PU coating
- Polyester strap
- 100% polyester fabric

Set up

This medical device is intended for patient positioning. This is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

