



MAINTIEN
CONTENTION



Ceinture de maintien au lit

SPÉCIAL POUR LITS

Descriptif

Conforme à la préconisation de l'ANSM concernant la sensibilisation sur le risque d'étouffement lors de la sécurisation d'un patient à l'aide d'un dispositif de maintien au lit.

La ceinture de maintien au lit est conçue dans le but de prévenir les chutes et procure au patient un positionnement sécurisé.

Elle est compatible avec le système NAUSI-SURE à fermeture magnétique, avec des lits de 90 cm de large maximum



La contention présente un caractère exceptionnel et doit être limitée dans le temps (nécessite une prescription médicale). Elle doit être accompagnée d'une évaluation régulière des bénéfices/risques et d'une surveillance accrue des patients. Elle doit être manipulée uniquement par du personnel formé et qualifié à son utilisation. En cas de mauvaise utilisation, il y a un risque d'accident pour le patient.



CMLP2HP-PF

v 07.03/25

Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

La ceinture de maintien au lit permet de positionner au lit et d'éviter les chutes. Ce produit est destiné exclusivement à l'usage spécifié ci-dessus.

Composition

- Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé et de mousse polyuréthane
- Biais 100 % polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucles nylon

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

1 - Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus (photo 1).

2 - Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.



Photo 1

3 - Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier (usage lit-photo 2) ou derrière le dossier du fauteuil.

4 - Connecter les 2 sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension (usage lit).

Cette sangle peut être sécurisée avec le dispositif NAUSI-SURE (photo 3).



Photo 2



Photo 3

5 - Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.

6 - Répliquer l'opération pour l'autre jambe.

7 - Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par dessus le patient (usage lit-photo 4-5) ou derrière le dossier (usage fauteuil). Régler la tension.



Photo 4



Photo 5

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

USAGE LIT Important :

- Veillez à ce que le positionnement du dispositif n'entrave pas l'usage du relève buste (risque de compression).
- Bien positionner le dispositif au niveau de la partie fixe du sommier articulé.
- Refermer les barrières et mettre le lit en position basse.

SUPPORT
CONTENTION

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992



Bed restraint belt

FOR ALL BEDS


Description

Complies with the ANSM's recommendation concerning awareness of the risk of suffocation when securing a patient using a bed rest device.

The bed restraint belt is designed to prevent falls in bed and gives the patient a secure positioning. It is compatible with the NAUSI-SURE magnetic closure system and beds up to 90 cm wide.



Restraint is exceptional and must be limited in time (requires a medical prescription). It must be accompanied by a regular assessment of the benefits/risks and increased patient monitoring. It should only be used by staff who are trained and qualified in its use. In the event of incorrect use, there is a risk of accident to the patient.



CMLP2HP-PF



v 07.03/25

Matériaux textiles
conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables

 NAUSICAA Médical
12 Allée du Plot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE



Recommendation



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The bed restraint belt helps to position patients in bed and prevent falls. This product is intended exclusively for the use specified above.

Composition

- Combination of polyurethan foam and jersey/cotton polyester fabric
- 100 % polyester jersey
- 100 % polyester bias
- 100 % polyester strap
- Nylon buckle

Set up

This medical device is intended for patient support and positioning. Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

1 - Put the waistband around the waist of the person, the slit on the top (photo 1).

2 - Pass the strap of the narrow end into the slot of the belt.



Photo 1

3 - Pass the two straps of the belt part around the fixed amounts of the bed base (use bed-photo 2) or behind the back of the chair.

4 - Connect the 2 straps of the belt by passing them on the belly of the patient with the click-clack loop and adjust the tension (use bed). This strap can be secured with the NAUSI-SURE device (photo 3).



Photo 2



Photo 3

5 - Pass the first leg under the thigh on the same side and pass the strap in the loop on the same side.

6 - Replicate the operation for the other leg.

7 - Pass each leg strap around the fixed post of the bed base and connect them with the click-clack loop by passing them over the patient (use bed-photo 4-5) or behind the back (use chair). Adjust the voltage.



Photo 4



Photo 5

Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

BED USE Important:

- Make sure that the positioning of the device does not interfere with the use of busting (risk of compression).
- Well position the device at the fixed part of the articulated bed base.
- Close the barriers and put the bed in the lower position.