



Drap de glisse avec poignées


Descriptif

Le drap de glisse avec poignées facilite la prise en main et la translation pour l'aidant limitant ainsi les risques de TMS.

Son utilisation évite le phénomène de cisaillement.

Disponible en 2 largeurs : 70 et 110 cm.

Disponibles en plusieurs longueurs : largeur 70 : 80, 130 et 195 cm / largeur 110 cm : 140 cm.



DTR-PF



v 07.02/25

Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Le drap de glisse avec poignées facilite la prise en main et la translation pour l'aidant limitant ainsi les risques de TMS.

Son utilisation évite le phénomène de cisaillement.

Composition

- Chaîne et trame 100 % polyamide
- Enduction silicone 1 face
- Poignées 100 % polyester

Description

Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone) permettant aux deux faces de tissu en contact de coulisser l'une sur l'autre.

L'addition des poignées et l'effet de glisse facilitent le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



Caractéristiques

- Nos draps sont imperméables
- Désinfection possible avec des solutions désinfectantes type surfanios, microdefender...
- Lavage en machine à une température maximum de 70°C.
- Séchage possible en machine à une température maximum de 100°C.

Démonstration vidéo

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles et sangles d'accroche)

SCANNEZ-MOI



TECHNICAL
SUPPORT

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992



Sliding bed sheets with handles


Description

The sliding sheet with handles makes it easier for carers to grip and move the patient, thereby reducing the risk of musculoskeletal disorders.

Its use prevents shearing.

Available in two widths: 70 and 110 cm.

Available in several lengths: width 70: 80, 130 and 195 cm / width 110 cm: 140 cm.



DTR-PF



v 07.02/25

Recommendation



Use of the device requires the presence and vigilance of a third party. This medical device must be used or trained by a healthcare professional.

The sliding sheet with handles makes it easier for carers to grip and move the patient, thereby reducing the risk of musculoskeletal disorders.

Its use prevents shearing.

Composition

- 100% polyamide warp and weft
- Silicone coating on 1 side
- 100% polyester handles

Description

Made from a polyester tube of synthetic fabric (polyamide with silicone-treated polyurethane coating) allowing the two sides of fabric in contact to slide over each other.

The addition of handles and the sliding effect facilitate the work of care staff by reducing friction due to the weight of the patient during handling.



Characteristics

- Our sheets are waterproof.
- Can be disinfected with disinfectant solutions such as surfanios, microdefender, etc.
- Machine washable at a maximum temperature of 70°C.
- Can be tumble-dried at a maximum temperature of 100°C.

Video demonstration

Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the straps, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (hanging fabric and straps)

SCAN ME

