



## Sangle de rehaussement

### Descriptif

Cette sangle va permettre au soignant d'effectuer un rehaussement au lit seul, même avec des participants non participatifs. Son installation est simple et préserve le dos du soignant.



SRL-PF



v 01.05/24

## Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Cette aide technique est destinée aux aidants ou soignants afin de les aider à remonter un patient à faible participation physique dans le lit à moindre effort et en préservant leurs dos.

## Composition

- Complexage Stérithane
- Sangle polyester 40 mm - rouge
- Biais polyester 22 mm - noir
- Poignée polyamide

## Recommandation d'utilisation

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

### Utilisation par une seule personne :

La sangle de rehaussement doit être accrochée d'un côté du lit à un point fixe vers le haut de celui-ci (sommier, potence). Le fourreau matelassé doit être placé au niveau du fessier du patient. L'aidant ou le soignant récupère l'autre extrémité de la sangle de l'autre côté du lit et pratiquera un mouvement de fente pour rehausser le patient. Le patient peut s'il en est capable participer en regardant son ventre et en tirant sur la poignée de potence et/ou en poussant sur ses pieds.

### Utilisation par deux personnes :

Le fourreau est placé au niveau du fessier du patient, une personne de chaque côté du lit tenant la sangle par ses poignées. Les deux personnes synchronisent leurs mouvements pour remonter le patient en haut du lit. Comme évoqué au précédent paragraphe, le patient peut éventuellement participer à hauteur de ses capacités.

### Utilisation avec drap de glisse :

La sangle de rehaussement peut être utilisée combinée avec un drap de glisse mis en place au préalable. Cette combinaison permet le rehaussement sans effort de patients plus lourds et ou à moindre capacité physique de participation.



TECHNICAL  
SUPPORT

NAUSICAA  
MEDICAL

Made in France  
since 1992



## Raising sling

### Description

This sling allows the caregiver to raise the bed alone, even with uncooperative patients. It is easy to install and protects the caregiver's back.



SRL-PF



v 01.05/24

## Recommendation



Use of the device requires the presence and vigilance of a third party.  
This medical device must be operated or trained by a healthcare professional.

This technical aid is designed for caregivers to help them lift a patient with a low level of physical activity into bed with less effort and without damaging their backs.

## Composition

- Sterithane laminate
- 40 mm polyester webbing – red
- 22 mm Polyester bias - black
- Polyamide handle

## Recommendations for use

Before each use, it's important to check: that the label is attached; that strap stitching is not loose or frayed; that the device is free of tears, cracks, holes or signs of fraying (fabric and hooking straps); and that buckles are not cracked or showing signs of weak attachment.

### Single-person use:

The raising sling should be hooked to one side of the bed at a fixed point towards the top of the bed (slatted frame, gallows). The padded sleeve should be positioned at the patient's buttocks. The caregiver retrieves the other end of the sling from the other side of the bed and uses a splitting movement to raise the patient. If able, the patient can participate by looking at his stomach and pulling on the gallows handle and/or pushing on his feet.

### Two-person use:

The sheath is placed on the patient's buttocks, with one person on each side of the bed holding the strap by its handles. The two people synchronize their movements to lift the patient to the top of the bed. As mentioned in the previous paragraph, the patient can participate to the extent of his or her ability.

### Use with sliding sheet :

The raising sling can be used in combination with a sliding sheet, which is fitted beforehand. This combination enables effortless raising of heavier patients or those with less physical capacity to participate.

