

SANGLES

NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992





Sangle en u enveloppante

Descriptif

La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de cette sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux. Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Le positionnement des accroches au niveau des épaules, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Tailles

	S	M	L	XL
A	60	73	74	77
B	85	90	94	102
C	97	110	124	136



SLK-PF



V07.07/26

Matériaux textiles
conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Plot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE



Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Composition

- Tissu 100% polyester ou vinyle armé
- Sangle polyester 40 mm 1450 DaN
- Mousse PE 50 kg/m³
- Baleinage aluminium 15x3 mm
- Biais polyester 40 mm

Mise en place

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches. Retirer les baleines aluminium avant de mettre la sangle dans une machine à laver.

Le dossieret de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle. Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U. La sangle avec dossieret et filet de rétention dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne en quatre attaches haute et basse :

2, de part et d'autre du dossieret

1, à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossieret au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Ne pas croiser les attaches du support de cuisse. Accrocher les deux attaches du dossieret et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne.

RÉGLAGES : Le système d'accrochage, par attache multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

Précautions d'usage

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle. Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

Gestion de la fin de vie du produit







Enveloping sling

Description

The integrated boned headrest and the enveloping shape of this strap are recommended for transferring agitated and anxious patients. Its U-shape prevents the strap from being placed under the patient's buttocks, making it more comfortable for the patient and easier for the caregiver to put on and take off. The positioning of the hooks at shoulder level prevents compression of the patient during transfer.

Sizes

	S	M	L	XL
A	60	73	74	77
B	85	90	94	102
C	97	110	124	136



V07.07/26

Recommendation



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

Composition

- Tissu 100% polyester ou vinyle armé
- Sangle polyester 40 mm 1450 DaN
- Mousse PE 50 kg/m³
- Baleinage aluminium 15x3 mm
- Biais polyester 40 mm

Set up

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position. It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments. Remove the aluminium bar before putting the sling in the washing machine.

The widest part of the sling constitutes the back of this type of sling. The branches of the U constitute the thigh support.

This type of sling has a 4 points hanging system to the spreader bar:

- 2 on both sides of the back
- 1 at each end of the thigh support.

Position the lower part of the sling at the coccyx so that the loops of the hanging straps are on both sides of the patient. Slightly raise the right leg of the patient, pass the right thigh support under the right thigh. Do the same for the left leg. Both hanging straps are positioned between the legs of the patient. Cross these hanging straps. Hang both hanging straps of the back and hanging straps of the thigh supports to the spreader bar.

ADJUSTMENTS: The differents loops on the hanging straps allow various sitting positions.



Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

Caution

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

End-of-life management

