



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE EN U ERGONOMIQUE




Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



SMB-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



V07.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE EN U ERGONOMIQUE

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

S	A	57
	B	90
	C	60
M	A	60
	B	93
	C	70
L	A	72
	B	96
	C	80
XL	A	75
	B	103
	C	90



Composition

Jersey 100 % polyester
Tissu polyester tri-dimensionnel
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³
Mousse PE 100 kg/m³
Biais polyester 40 mm
Biais polyester 20 mm

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-malade en quatre points :

- 2 de part et d'autre du dossier,
- 1 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les suspentes du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personnes mobile.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

Gestion de la fin de vie du produit





www.nausicaa-medical.com

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.


U ERGONOMIC SLING



- CE certified and manufactured in France, the Ergonomic Sling is recommended for bed / chair / bed transfers and floor pickups when lying down.
- Its U-shaped shape avoids the placement of the strap under the patient's buttocks, making the placement and removal more pleasant for the patient and easier for the caregiver.
- Its back section, combined with the rigid foam headrest, lined with a 3D fabric, increases comfort and protects the spine during transfers.



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.



SMB-PF



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 V07.07/26

Important Recommendations :

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.




U ERGONOMIC SLING

SIZES & DIMENSIONS (in cm)

	A	B	C
S	59	88	75
M	65	92	83
L	71	96	92
XL	77	101	102

Composition
100% polyester jersey
3-dimensional polyester fabric
Polyester webbing 40 mm - 1450 DaN
PE foam 50 kg / m³
PE foam 100 kg / m³
40 mm polyester straps
Polyester bias 20 mm



The backrest of this type of strap, is constituted by the wide part of the strap.
The thigh supports, meanwhile, are constituted by the branches of the U.
This type of strap has a system of attachment to the flail of the lifter in four points:

- 2 on both sides of the backplash,
- 1 at each end of the thigh supports.

Position the bottom of the backrest at the level of the coccyx so that the lines of the attachment system are on both sides of the person. While lifting the person's right leg slightly, move the right thigh support under the right thigh. Proceed in the same way for the left leg. The two leg support systems are located between the legs of the person. Pass these two systems through each other. Hang the two backrest fasteners and the two thigh support attachments to the flail of the mobile lift.

SETTINGS

The hanging system, multiple lines, allows to vary the position of the person.

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.
Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.
Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.
Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

End-of-life management

