



Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes mobiles permettant de transférer une personne en position debout. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

SANGLE SOUS-FESSIERE CONFORT




INSTALLATION

Clipser les boucles 50 mm mâle/femelle d'un côté de la sangle, passer la sangle confort sous les fesses du patient, clipser la boucle mâle/femelle à l'autre extrémité de la sangle, vérifier que le patient est installé correctement dans la sangle sous fessières avant de pratiquer une verticalisation.



Extrait de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux du 14/09/2010 de la HAS :

Les sangles sont des accessoires qui doivent pouvoir être changées régulièrement (hygiène, bain ...). Deux sangles par patient doivent pouvoir être prises en charge à l'achat et annuellement en cas de besoin. Chaque sangle doit être dédiée à un patient unique.



SFC-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



V03.09/26



This device is intended for mobile patient lifts allowing to transfer a person in standing position.

Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the slings, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and slings), that the buckles are not cracked or have no weak fasteners

PADDED BUTTOCKS COMFORT BELT




INSTALLATION

Clip the 50 mm male-female buckles to one side of the sling, pass the comfort belt under the patient's buttocks, clip the male-female buckle to the other end of the sling, check that the patient is correctly installed in the under the buttocks sling before doing a transfer.



Extract from the HAS national commission for the evaluation of medical devices dated 14/09/2010: Slings are accessories that must be changed regularly (hygiene, bathing, etc.). Two slings per patient must be covered on purchase and annually if necessary. Each sling must be dedicated to a single patient.



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

SFC-PF



V03.09/26