

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.
Par mesure d'hygiène et par respect envers le protocole sanitaire, les articles textiles
qui ont été ouverts ne sont ni repris ni échangés.*

SANGLE EN U ÉCO



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF).



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Le positionnement des accroches au niveau des épaules évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



v 06.02/2022

SUP3G-PF-TU / SUP3-PF-TU / SURP3-PF-TU / SURPC3-PF-TU

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLES EN U ÉCO

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

TU	A	71
	B	67
	C	91



Composition
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Biais polyester 20 mm

Modèle confort:
Mousse PE 50 kg/m3

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Le dossier de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne mobile à quatre points :

- de part et d'autre du dossier.
- à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les suspentes du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne mobile.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

v 06.02/2022



CE DISPOSITIF MEDICAL DOIT ÊTRE MIS EN OEUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTE

*Prior to each use, it is important to check the status of the device: seams, state of the straps and of the fabric.
Any damage will either be repaired by NAUSICAA Medical, or will result in a disposal.
For hygienic reasons and respect for health protocol, textile products
have been opened will not be*

UNIVERSAL ECO SLINGS




Compatible with
removable headrest
(TAMOV).



**THIS MEDICAL DEVICE MUST BE
IMPLEMENTED BY A TRAINED
HEALTH PROFESSIONAL**



- CE certified and manufactured in France, the Universal Eco Sling (comfort or bath) is recommended for bed to chair to bed transfers.
- Its U-shape avoids the placement of the sling under the patient's buttocks, making the installation and removal comfortable for the patient and accommodating for the caregiver.
- The leggings comfort foam reduces the shearing effect and the positioning of hooks at the shoulders level. Avoids the phenomenon of compression during transfer.
- The bath model is preferred for the bath or shower, because it is made with a high tenacity polyester net in order to evacuate the water.



v 06.02/2022

SUP3G-PF-TU / SUP3-PF-TU / SURP3-PF-TU

Important Recommendations :


In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary to get the best possible adjustment to the patient. These products must not be in direct contact with a wounded skin.



UNIVERSAL ECO SLINGS

SIZE & DIMENSIONS (in cm)

TU	A	71
	B	67
	C	91



Composition
100% polyester fabric
40mm polyester strap - 1450 DaN
50kg/m³ PE foam
20mm polyester bias

INSTRUCTIONS FOR USE

DO NOT USE THIS SLING IF THE SIZE IS NOT SUITABLE FOR THE PATIENT.

The widest part of the sling constitutes the back of this type of sling. The branches of the U constitute the thigh support.

This type of sling has a 4 points hanging system to the spreader bar :

- on both sides of the back
- at each end of the thigh support.

Position the lower part of the sling at the coccyx so that the loops of the hanging straps are on both sides of the patient. Slightly raise the right leg of the patient, pass the right thigh support under the right thigh. Do the same for the left leg. Both hanging straps are positioned between the legs of the patient. Cross these hanging straps. Hang both hanging straps of the back and hanging straps of the thigh supports to the spreader bar.

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

v 06.02/2022



**THIS MEDICAL DEVICE MUST BE SET UP BY A PROFESSIONAL
OR THE USER MUST BE EDUCATED TO SET IT UP**