SANGLES

NAUSICAA MEDICAL



# **Ceinture** mini pelvienne

## Descriptif

Ceinture pelvienne fabriquée en filet polyester haute résistance. Evite le glissement du bassin vers l'avant.

## Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

CPE2-PF

## Composition

- Filet 100% polyester
- Filet 100 % polyester
- Biais 100 % polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucles nylon

2424 70 ®

V03.10/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

## Tailles et dimensions

Elle est fabriquée en filet polyester haute résistance.
• Déclinée en 3 tailles S, M, L
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm)

## Mise en place

Ce dispositif médical est destiné à la sécurité du patient.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

• Positionner la partie ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la partie étroite côté dossier.
• Placer la sangle côté étroit autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide (voir recto).
• Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
• Faire passer la ceinture pelvienne entre les jambes du patient et la relever sur l'abdomen.
• Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
• Passer la sangle encore libre derrière le dossier, fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.

## Recommandations importantes

• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## Gestion de la fin de vie du produit

• Les dispositifs médicaux en fin de vie (obsolètes, irréparables ou hors durée d'utilisation) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
• L'utilisateur est responsable de leur mise hors service, de leur nettoyage et désinfection, du tri des matériaux et de leur orientation vers les filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.
• Les composants textiles (polyester, polyamide, polyuréthane, nylon) et plastiques doivent être recyclés lorsque cela est possible.
• Les sangles usagées ou endommagées ne doivent plus être utilisées pour le levage.
• Les dispositifs contaminés doivent être désinfectés puis éliminés selon les procédures applicables, notamment la réglementation DASRI pour les déchets à risque infectieux.
• La valorisation des matériaux et le recyclage doivent être privilégiés afin de garantir une gestion durable, sécurisée et conforme des dispositifs médicaux en fin de vie.




# **Belt** pelvic mini

## Description

Pelvic belt made from high-strength polyester mesh. Prevents the pelvis from sliding forwards.

## Recommendations

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

## Composition

• 100% polyester mesh
• 100% polyester mesh
• 100% polyester bias binding
• 100% polyester straps
• Nylon buckles

CPE2-PF

V03.10/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

## Sizes and dimensions

It is made from high-strength polyester mesh.
• Available in 3 sizes: S, M, L
• Maximum usable circumference: 230 cm
• Waist circumference (in cm)

## Fitting

This medical device is intended to ensure patient safety.
Before each use, it is important to check: that the label is present; the stitching on the straps: ensure they are not fraying or coming apart; that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and fastening straps); and that the buckles are not cracked or showing any signs of weak fastenings.

• Position the pelvic belt section on the seat of the chair, with the narrow end against the backrest.
• Place the narrow strap around the backrest, adjust it firmly and fasten the quick-release buckle (see front).
• Have the patient sit in the chair.
• Pass the pelvic belt between the patient's legs and pull it up onto the abdomen.
• Adjust the pelvic section to avoid any creases.
• Pass the remaining strap behind the backrest, fasten the buckle and adjust the length, taking care not to compress the abdomen.

## Important recommendations

• To ensure maximum effectiveness when using the products in this range, it is essential to:
- choose the correct size for the patient
- fit the product as closely as possible to the patient
• These products must not come into direct contact with broken skin.

## End-of-life management

• Medical devices at the end of their useful life (obsolete, beyond repair or past their service life) must not be disposed of with household waste.
• The user is responsible for decommissioning them, cleaning and disinfecting them, sorting the materials and directing them to the appropriate treatment channels, in accordance with current regulations.
• Textile components (polyester, polyamide, polyurethane, nylon) and plastics must be recycled where possible.
• Used or damaged slings must no longer be used for lifting.
• Contaminated devices must be disinfected and then disposed of in accordance with applicable procedures, in particular the DASRI regulations for infectious waste.
• Material recovery and recycling must be prioritised to ensure the sustainable, safe and compliant management of medical devices at the end of their life.