

Ceinture pelvienne confort

POUR TOUS FAUTEUILS

Descriptif

Ceinture pelvienne avec protection interne en stérithane imperméable et respirante.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tailles

Tour de taille (en cm)	
S	50/80
M	70/100
L	90/130

CPCF3HP-PF

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

v 01.03/25

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

La ceinture pelvienne confort empêche le glissement du bassin vers l'avant. Ce produit est réservé exclusivement à l'usage médical spécifié ci-dessus.

Composition

- Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de mousse polyuréthane
- Biais 100 % polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucles nylon

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Positionner la partie ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la partie étroite côté dossier.
- Placer la sangle côté étroit autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide (voir recto).
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Faire passer la ceinture pelvienne entre les jambes du patient, la relever sur l'abdomen.
- Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
- Passer la sangle encore libre derrière le dossier, fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.





Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Gestion de la fin de vie du produit



Pelvic comfort belt

FOR ALL CHAIRS

Description

Pelvic belt with internal steirthane protection waterproof and breathable.

- Available in 3 sizes S, M, L
- Maximum useful area: 230 cm

Sizes

Waist size (in cm)	
S	50/80
M	70/100
L	90/130

CPCF3HP-PF

This medical device must be handled only by employees trained (by a healthcare professional) and qualified for its use (intended purpose, installation and environment of use, etc.). If the medical device is incorrectly installed, there is a risk of accident for the patient.

v 01.03/25

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Recommendation

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The comfort pelvic belt prevents the pelvis from sliding forward. This product is intended exclusively for the medical use specified above.

Composition

- Combination of polyurethan foam and on both faces jersey/PU coating.
- 100% polyester bias
- 100% polyester strap
- Nylon buckle

Set up

This medical device is intended for patient holding and positioning. It is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

- Place the part « pelvic holder » on the seat of the chair, the narrowest part to the backrest.
- Pass the strap of the narrowest part around the backrest of the chair, firmly adjust it and close the buckle.
- Sit the patient on the chair and raise the belt part between his legs and adjust the belt around the patient's abdomen.
- Adjust the pelvic part to avoid creases.
- Pass the strap which has not been used yet behind the backrest, close the buckle, adjust the length of the strap while being careful not to compress the abdomen of the patient.





Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

End-of-life management