NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon etat de l'autoagrippant.

MAINTIEN DE PIED



Le maintien de pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.

⚠

La contention présente un caractère exceptionnel et doit être limitée dans le temps (nécessite une prescription médicale). Elle doit être accompagnée d'une évaluation régulière des bénéfices/risques et d'une surveillance accrue des patients. Elle doit être manipulée uniquement par du personnel formé et qualifié à son utilisation. En cas de mauvaise utilisation, il y a un risque d'accident pour le patient.

⚠

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

2424 70 ®

LMDP-HP-PF

V08.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

MAINTIEN DE PIED

Composition
Jersey enduit de polyuréthane doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Auto-aggripant 100 % polyester
Mousse PU 100 kg/m3



• Fixer chaque maintien de pieds sur chaque palette du fauteuil roulant avec l'auto-aggripant de la semelle du maintien de pied.

• Poser chaque pied du patient dans un maintien de pied.

• Refermer le maintien de pied sur le pied du patient avec l'auto-aggripant.

Gestion de la fin de vie du produit

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient positioning.This is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying and the good condition of the hook and loop.

FOOT SUPPORT



TO USE ONLY FOR THE INDICATED USE :
KEEPING YOUR FOOT ON THE WHEELCHAIR PALLET

The foot support keeps the foot on the pallet of the chair (with self-gripping attachment under and on the sides of the pallet).

⚠

Restraint is exceptional and must be limited in time (requires a medical prescription). It must be accompanied by a regular assessment of the benefits/risks and increased patient monitoring. It should only be used by staff who are trained and qualified in its use. In the event of incorrect use, there is a risk of accident to the patient.

⚠

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 ®

LMDP-HP-PF

V08.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :

• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :

- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient

• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

FOOT SUPPORT

HOSPITAL RANGE
Polyurethane-coated jersey lined with polyurethane foam
Bias 100% polyester
Self-gripping 100% polyester
PU foam 100 kg / m3

• Attach each foot support to each wheelchair paddle with the self-gripping sole of the foot support.

• Place each foot of the patient in a footrest.

• Close the footrest on the patient's foot with the self-gripping device.



End-of-life management