NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

MODULE DE MAINTIEN PELVIEN POUR CEINTURE ECO EVOLUTIVE



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

2424 70 ®

CECO-MP-PF

V02.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation sur les substances indésirables
REACH

NAUSICAA Médical
12 Allée du Pré - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes :
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme,
il est indispensable :
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

MODULE DE MAINTIEN PELVIEN POUR CEINTURE ECO EVOLUTIVE

COMPOSITION

Sangle 100 % polyester

NOTICE D'UTILISATION

Le module de maintien pelvien pour ceinture Eco s'adapte sur la ceinture abdominale Eco évolutive (CECO3-PF-A) et sur la ceinture de buste Eco évolutive (CECO3-PF-B).

Gestion de la fin de vie du produit