NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

MOUFLES DE SÉCURITÉ





baleinage
aluminium
intégré

À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
ELLES EMPÊCHENT LE PATIENT DE S'ENLEVER LES DISPOSITIFS DE SOINS AINSI QUE LES PROTECTIONS CONTRE L'INCONTINENCE.

Les moufles de sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.
La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage aluminium intégré évite la flexion de la main.

La contention présente un caractère exceptionnel et doit être limitée dans le temps (nécessite une prescription médicale). Elle doit être accompagnée d'une évaluation régulière des bénéfices/risques et d'une surveillance accrue des patients. Elle doit être manipulée uniquement par du personnel formé et qualifié à son utilisation. En cas de mauvaise utilisation, il y a un risque d'accident pour le patient.

LMMFL-HP

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

2424 70 ®

V08.08/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

MOUFLES DE SÉCURITÉ

Composition
Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Complexage polyester/ouate de polyester
soudé aux ultra-sons
Filet 100 % polyester
Biais 100 % coton
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon
Baleinage aluminium

• Insérer la main du patient dans une moufle, le filet sur le dessus de la main.
• Fermer la boucle nylon puis régler le serrage.
• Assurer la fermeture avec l'auto-aggripant.

Gestion de la fin de vie du produit

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient support and positioning. It is not a restraint system.
Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the straps, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

SECURITY MITTS





USES :
COMFORTABLE, THEY PREVENT THE RESTLESS PATIENT FROM TEARING HIS CARE DEVICES AS WELL AS HIS INCONTINENCE PROTECTIONS.

Security mitts prevent the restless patient from tearing his care devices as well as his incontinence protections.
The breathable net part on the top increases comfort and the integrated aluminium stiffener prevents the hand flexion.

⚠

Restraint is exceptional and must be limited in time (requires a medical prescription). It must be accompanied by a regular assessment of the benefits/risks and increased patient monitoring. It should only be used by staff who are trained and qualified in its use. In the event of incorrect use, there is a risk of accident to the patient.

⚠

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.
This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 ®

LMMFL-HP-PF

V08.08/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :
• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to get the best possible adjustment to the patient
• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

SECURITY MITTS

HOSPITAL RANGE
Combination of polyurethan foam
and on both faces jersey/PU coating
100% polyester net
100% polyester bias
100% polyester strap
Nylon buckle
Aluminium stiffener

- Place the patient's hand in one of the security mitt, net part on the upper part of the hand.
- Close the nylon buckle, then adjust the tighthening.
- Secure it with the velcro strap.

End-of-life management