NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon état de l'autoagrippant.

TALONNIÈRES

POUR TOUS FAUTEUILS





TALONNIÈRE PETIT MODÈLE

USAGE :
AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON

TALONNIÈRE GRAND MODÈLE

USAGE :
AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON

OBJECTIF :
- Elles protègent des frottements sur les talons et les malléoles.

Ces Talonnières (petit modèle et grand modèle) permettent d'envelopper le pied dans un revêtement en fourrure synthétique, permettant ainsi de prévenir les frottements sur la peau et de soulager les points de pression.

LM2TAL-PF

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

2424 70 ®

V07.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

TALONNIÈRES

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-aggripant 100 % polyester
Biais 100 % coton

• Mettre le talon, côté fourrure, bien au creux de la talonnière.
• Fermer la talonnière sur le pied à l'aide du ou des auto-agrippants.

Gestion de la fin de vie du produit

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992

www.nausicaa-medical.com

Before each use, it is important to check: the presence of the label, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying and the good condition of the hook and loop.

HEEL PADS





HEEL PADS SMALL MODEL

HELP TO PREVENT
PRESSURE SORES
ON HEELS

HEEL PADS LARGE MODEL

HELP TO PREVENT
PRESSURE SORES
ON HEELS

Description :
The Heel Pads allow to to relieve pressure points and to wrap the foot in a furtrim, preventing rubbings on the heels and malleoli.

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.
This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 ®

LM2TAL-PF

V07.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :

• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :

- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient

• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

HELL PADS

COMBINATION OF POLYURETHAN FOAM
AND JERSEY/COTTON POLYESTER FABRIC
JERSEY 100% POLYESTER FABRIC
100% POLYESTER FUR
100% POLYESTER VELCRO STRAP

• Put the heel, fur side, right in the bottom of the heelpad.
• Close the heelpad on the foot through the velcro strap(s).

End-of-life management