

HOUSSE DE PROTECTION



Cette housse, à stériliser avant utilisation, permet de protéger le verticalisateur après que celui-ci ait été désinfecté. Elle dispose d'une poche à l'avant pour insérer des documents. Afin d'optimiser son rangement, le verticalisateur est prévu pour être plié en vue d'être stocké en position verticale et debout avec une housse de protection (se référer au manuel d'utilisation partie «Stockage» pour les instructions de pliage de l'appareil étapes par étapes).


NB : Il est possible de faire rouler le verticalisateur à la manière d'un trolley ou d'un caddy pour l'emmener sur son lieu de stockage.

Compatible avec les modèles de verticalisateurs suivants :

- Way Up'Go Compact et Way Up'Go ECP
- Blue Wayup 3 Compact et Blue Wayup 3 ECP

Composition
75% Polyamide
25% Mousse polyuréthane

Dimension
Hauteur : 95 cm
Largeur : 62 cm
Profondeur : 57 cm



Il convient de nettoyer, désinfecter et d'entretenir le verticalisateur et la sangle après chaque usage, avant stockage et avant réutilisation suite au stockage.

HPD-WP



v 01.03/25