


BLUE WAYUP 3 COMPACT



N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	MAT WAYUP	MAT-0
2	BRAS DE LEVAGE WAYUP	BRS-0
3	EMBASE BW3/ ESL PLIABLE CHASSIS FIXE	BW3-EMB-0
4	KIT CALE TIBIA COMPLET (4 POTEAUX)	KT-MAG-4PT
5	POIGNEES D29 (LA PAIRE)	POI-29-T-PF
6	VERIN 67-6000N course 10 cm	VS-VRN-BW3
7	CARTOUCHE BATTERIE AVEC AFFICHEUR LITHIUM 2,2	CBLI-V4-PF
8	BOITIER DE CONTROLE VEOBOX 2+	VS-BCC2+-0
9	NOUVELLE TELECOMMANDE 2 FONCTIONS VEOBOX2+	VS-TLCM2+-0
10	LOT DE 2 ROULETTES D100 DOUBLES FREINEES	RDF-TWJS100GP
11	LOT DE 2 ROULETTES D50 DOUBLES	WP-RND50-PF
12	NOUVEAU JEU DE 2 ANTIDERAPANTS	WP5-ADAD-PF