



HOUSSE DE PROTECTION



Cette housse, à stériliser avant utilisation, permet de protéger le verticalisateur après que celui-ci ait été désinfecté. Elle dispose d'une poche à l'avant pour insérer des documents. Afin d'optimiser son rangement, le verticalisateur est prévu pour être plié en vue d'être stocké en position verticale et debout avec une housse de protection (se référer au manuel d'utilisation partie «Stockage» pour les instructions de pliage de l'appareil étapes par étapes).


NB : Il est possible de faire rouler le verticalisateur à la manière d'un trolley ou d'un caddy pour l'emmener sur son lieu de stockage.

Compatible avec les modèles de verticalisateurs suivants :

- Way Up'Go Compact et Way Up'Go ECP
- Blue Wayup 3 Compact et Blue Wayup 3 ECP

Composition
75% Polyamide
25% Mousse polyuréthane

Dimension
Hauteur : 95 cm
Largeur : 62 cm
Profondeur : 57 cm



HPD-WP

Il convient de nettoyer, désinfecter et d'entretenir le verticalisateur et la sangle après chaque usage, avant stockage et avant réutilisation suite au stockage.



v 01.03/25



PROTECTIVE COVER



This cover, to be sterilised before use, protects the lift after it has been disinfected. It has a front pocket to insert documents. To optimise storage, the lift can be folded and stored in an upright position with a protective cover (refer to the 'Storage' section of the user manual for step-by-step instructions on folding the lift).


NB: It is possible to roll the lift like a trolley or caddy to place it to its storage location.

Available for the stand up models below :

- Way Up'Go Compact and Way Up'Go ECP
- Blue Wayup 3 Compact and Blue Wayup 3 ECP

Composition
75% Polyamide
25% Polyurethane foam

Dimension
Height : 95 cm
Width: 62 cm
Deep : 57 cm



HPD-WP

The stand up lift and sling should be cleaned, disinfected and maintained after each use, before storage and before re-use following storage.



v 02.08/26