

AIDE AU CHOIX

| Poids / Taille | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | + 1m90 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 40 kg | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M |
| 45 kg | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M |
| 50 kg | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M |
| 55 kg | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M |
| 60 kg | M | M | M | S | S | S | M | M | M | M |
| 65 kg | M | M | M | S | S | S | M | M | M | M |
| 70 kg | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 75 kg | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 80 kg | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M |
| 85 kg | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M |
| 90 kg | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M |
| 95 kg | XL | XL | XL | XL | L | L | M | M | M | M |
| 100 kg | XL | XL | XL | XL | L | L | L | L | L | L |
| 110 kg | XL | XL | XL | XL | L | L | L | L | L | L |
| 120 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | L | L |
| 130 kg | XL |
| 160 kg | 2 XL | XL | XL | XL | XL |
| 190 kg | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 2 XL | 2 XL | XL | XL | XL | XL |
| 220 kg | 3 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL | XL | XL |
| 250 kg | 4 XL | 4 XL | 3 XL | 2 XL | 2 XL | 2 XL |
| 280 kg | 4 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL | 3 XL |
| 320 kg | 4 XL |

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS (page 85)

Pour sélectionner la taille d'une sangle, vous pouvez vous aider du tableau en tenant compte des deux facteurs suivants :

- la taille du patient
- le poids du patient



Pour choisir une sangle, il faut tenir compte de la pathologie et du confort du patient, de son utilisation (laissée au fauteuil ou enlevée) et de sa destination (transfert, toilettes, etc...), mais aussi des personnes qui vont l'utiliser.

AIDE AU CHOIX

| | Sangle laissée sous le patient au fauteuil | Sangle retirée au fauteuil | Toilette et mise au WC |
|---|--|----------------------------|---------------------------|
| Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête | D1, D2 | A1, A2, B2 | C1, C2, C3 |
| Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête | D1, D2 | A1, A2, B2 | C3 |
| Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête | D1, D2 avec une têtère | A4, B3, B4 | D3 avec une têtère |
| Patient amputé | D3 | D3 | D3 |
| Patient agité | D3 | A3, A4 | D3 |
| Patient spastique | D3 avec une têtère | A4, B3, B4 | C2, C3 avec une têtère |
| Patient dépendant physique et psychique | D1, D2 | A3, A4, B3, B4 | D3 |
| Contre-indication de constrictions des hanches | D3 | C2 | C2 |

Choix conseillé

Choix secondaire