

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE



DOUBLE BOUCLE ARRIÈRE (ACS-2BAY)

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	105 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBRIN2HP-PF-S ou M ou L ou XL	120,00 €



LE MAINTIEN INTÉGRAL PERMET DE POSITIONNER AU FAUTEUIL UN PATIENT QUI N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT DE TONUS POUR Y RESTER, L'OBLIGEANT AINSI À RESTER ALITÉ CE QUI ACCÉLÈRE LA GRABATISATION.

