

# Compresseur NAUSIFLOW 2 COMPACT

## Matelas NAUSIFLOW 2-85 COMPACT

## Coussin NAUSIFLOW (36-45-60)



La gamme NAUSIFLOW 2 COMPACT se compose :

- D'un compresseur mécanique très silencieux disposant d'un réglage de poids et d'un mode dynamique uniquement.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 14 cm (identique au matelas clinique et viscoélastique) et d'une largeur utile de couchage 85 cm.

La gamme est complétée par trois coussins dynamiques de profondeur 45 cm et de largeur 36 ou 45 ou 60 cm qui fonctionnent avec le même compresseur.

Ils sont tous équipés de la connectique SA.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA2CPT-COMP-SA	80,00 €	0,92 €
NA2CPT-MAT85-SA	315,00 €	3,70 €
NACOUSSIN-36-RVC NACOUSSIN-45-RVC NACOUSSIN-60-RVC	200,00 €	2,00 €

### COMPRESSEUR



### MATELAS & COUSSIN



### CARACTÉRISTIQUES



Mode dynamique uniquement avec réglage manuel



Cellules indépendantes déconnectables



Connectique SA en air 2 voies



Alimentation en air 2 voies  
Pour être alimenté par le compresseur NAUSIFLOW 2 COMPACT, les matelas sont livrés avec un tuyau de raccordement RV(RVC)/SA.