

# DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION

## DÉFINITION ET CONDITIONS DE LA CONTENTION

La contention physique, dite passive, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour un patient, qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.



### MAINTIEN

Avec notre gamme Maintien, vous pouvez rendre accessible la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) donc nous sommes en maintien postural et non en contention.



Toutes nos ceintures de maintien sont équipées de la boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture (à l'exception de la ceinture Mini-Pelvienne - page 96).

Cependant certains de nos produits peuvent comporter en plus de la boucle de 50, des boucles en 25 mm ou en 40 mm notamment pour les produits suivant :

- Les produits de la gamme YZA
- Le Body de Maintien Intégral
- Le Gilet Intégral
- Le Maintien de Buste



### CONTENTION

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s'il y a utilisation du système NAUSI-SURE, il s'agit d'une contention. Cette décision doit faire l'objet d'une étude de risques/bénéfices pluridisciplinaire et d'une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h\*.

\*Source : Rapport 2000 ANAES "Limiter les risques de contention physique de la personne âgée"



Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée par le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique qui empêche toute personne non autorisée à retirer le produit.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
NAUSISURE2-BOU-PF	25,00 €
NAUSISURE-CLE-PF	10,00 €