

# EASYLEV 2 ECP

écartement mécanique



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement mécanique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme fixe, mais démontable, lui permet d'utiliser une plate-forme rabaisée.

L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.



## OPTIONS & TARIFS


(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap




WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme  
Rabaissée



ESL-EP-PLR : 120,00 €

Kit Large




KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

| RÉFÉRENCES                                  | PRIX                                    | NW        | NL       | NR        | Unité<br>NRC |
|---|---|-----------|----------|-----------|--------------|
|   |   | NAUSIWEEK | NAUSILOC | NAUSIRENT |              |
|   | T.T.C.                                  | Semaine   | Mois     | Mois      | Semaine      |
| EASYLEVECP-CBPP<br>avec batterie<br>plomb   | 2 070,00€<br>+ écotaxe<br>en<br>vigueur | /         | /        | /         | /            |
| EASYLEVECP-CBLI<br>avec batterie<br>lithium | 2 265,00€                               | 22,00€    | 90,00€   | /         | /            |



2 fonctions et affichage de  
niveau de batterie sur télécom-  
mande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur  
plate-forme démontable



Châssis avec écartement  
des pieds mécanique



2 roues doubles 100 mm  
Garde au sol : 113 mm  
2 roues doubles freinées  
100 mm



Appui-Tibias  
Confort

- 150 kg
- 675/1620 mm
- 540/940 mm
- 3 000 N
- GARANTIE 5 ANS