

- 300 kg
- 850/1350 mm
- 690/1040 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 300

écartement électrique et aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils. Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation. Il n'est pas compatible avec la plate-forme rabaisée.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



Appui-Tibias Confort

4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme amovible

Châssis avec écartement des pieds électrique

4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
4 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP300-CBLI avec batterie lithium	3 195,00€	36,00€	150,00€	/	/