

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COZINY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MATELAS COZINY 100, 200, 300



100 : 3,5 kg
200 : 20 kg
300 : 40 kg



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2COZ-COMP-CZ	100,00€	2,00€	4,00€		
NA2COZ-MAT100-CZ	750,00€	9,00€	32,00€		
NA2COZ-MAT200-CZ	900,00€	11,00€	40,00€		
NA2COZ-MAT300-CZ	1200,00€	13,00€	48,00€		



Le compresseur **NAUSIFLOW 2 COZINY** fonctionne en mode dynamique uniquement et la pression du matelas se règle manuellement en fonction du poids du patient.
Il est conçu uniquement pour fonctionner avec les **matelas pédiatriques COZINY 100, 200, 300**.

Les matelas **COZINY 100, 200, 300** sont des matelas pédiatriques adaptés aux différents couchages pédiatriques. Ils sont conçus uniquement pour fonctionner avec le **compresseur pédiatrique COZINY**.