



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA

Certifié CE, l'accessoire d'indication de poids NAUSICAA sert à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg* dans un cadre indicatif.

*La capacité maximale du lève-personne sur lequel il sera monté prévaut sur celle du peson.

Pour un lève-personnes mobile NAUSICAA Médical, il est fourni avec un système d'accroche simple limitant la perte de hauteur utile.

Il peut être monté sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

Cet instrument ne convient pas aux usages réglementés conformément au décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.



ATTENTION ! L'ajout d'un peson modifie les qualités de stabilité d'un lève-personnes mobile. Avant de l'installer, il faut s'assurer auprès du fabricant du lève-personnes mobile de la compatibilité de son appareil avec ce système.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (- 15 cm).

RÉFÉRENCES	Prix T.T.C. (TVA 5,5%)	Location mensuel T.T.C.
PESEE-NA-PF	165,00 € +0,08 écotaxe*	6,00 €
NAKIT	20,00 €	



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (homologué en métrologie légal Classe III)

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des patients jusqu'à 300 kg à des fins thérapeutiques.

Ses dimensions compactes minimisent son influence sur le débattement de l'appareil.

Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet métrologique.

La capacité maximale du lève-personnes mobile sur lequel il sera monté prévaut sur celle du produit.

Il dispose d'une fonction compensateur de mouvement pour faire face aux mouvements involontaires du patient.

CALIBRAGE

Afin d'être calibré conformément à la législation en vigueur, il doit être indiqué lors de la commande la capacité maximale du lève-personnes sur lequel il va être installé, ainsi que la localisation géographique où il va être utilisé.



Pour intégrer une notion de poids dans le dossier patient, qui peut donc être utilisée à des fins thérapeutiques (dosage de médicament par exemple), il est obligatoire d'utiliser un système de pesée classe III.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (- 15 cm).

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ABILANX	1 600,00 € +0,08 écotaxe*

