

# FLYER COMPACT

## écartement mécanique

Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- sa base compacte
- sa faible garde au sol



| RÉFÉRENCES                          | Prix public T.T.C.<br>(TVA 5,5%) | Location<br>hebdomadaire<br>tarif public T.T.C |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| FLYER-CPT-CBLI                      | 1 285,00 €                       | 12,13 €  |
| OP-CBPB<br>Option batterie<br>plomb | - 195,00 €                       | /  |



### DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 58 cm
- C. Hauteur utile maxi : 160 cm
- D. Hauteur totale : 120 cm
- E. Hauteur du châssis : 8,5 cm
- F. Largeur embase mini : 52 cm
- G. Largeur embase maxi : 99 cm
- H. Diamètre de giration : 112 cm

