

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

CEINTURE DE RELEVAGE



À N'UTILISER QUE
POUR L'USAGE INDIQUÉ :
AIDE AU RELEVAGE D'UNE
PERSONNE ASSISE




CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



Composition :

Enduction de polyuréthane
sur jersey de polyester
Mousse PE 100 kg/m²
Sangles 100 % polyester
Tissus 100 % polyester

- Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.
- La Ceinture de Relevage s'utilise pour relever une personne assise et préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.
- L'intérieur est en enduction de polyuréthane antidérapant.



CREL-PF