

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

## CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



Boucle 50 mm auto-centreuse  
L'intérieur est en enduction de  
polyuréthane antidérapant

Composition :


Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane  
Enduction de polyuréthane sur jersey de polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucle nylon

Objectif :

- Préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels.

À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :

- AIDE À LA MARCHÉ :
- CETTE CEINTURE S'UTILISE SUR LE PATIENT POUR UN MAINTIEN EN TOUTE SÉCURITÉ.
- RELEVAGE :
- ELLE S'UTILISE AUTOUR DE LA TAILLE DU PATIENT POUR SERVIR DE POINT DE PRÉHENSION AU SOIGNANT.



CADM2-PF