

PRÉSENTATION SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

NAUSICAA Médical, premier fabricant Français de sangles de lève-personnes depuis 1993, propose une gamme complète pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007 ainsi qu'à la législation REACH.

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSUS

En fonction du modèle de sangles, nous vous proposons deux types de tissus en polyester :

JERSEY : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable

FILET : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher

En option, les sangles peuvent être réalisées en vinyle (sur devis).

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

CONFORMITÉ REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.

OPTIONS

Sur certains modèles, l'ajout d'une têtière amovible permet de prendre en charge la tête du patient et protège les cervicales.



Elles s'adaptent et sont compatibles avec tous les lève-personnes mobiles comportant un système d'accroches équivalent (certificat de compatibilité sur demande).



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)

NAUSICAA