

GAMME SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de sangles de releveurs-mobiles conformes à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Nos sangles sont développées et améliorées en collaboration avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant).

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSU

Les sangles sont en jersey de polyester, un tissu très facile à manipuler, qui procure un maintien optimisé et confortable.

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

LÉGISLATION REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.



Pour chacun de nos releveurs-mobiles, nous proposons une sangle adaptée garantissant la sécurité du patient. Une évaluation du patient doit être effectuée afin d'utiliser le système (appareil + sangle) le plus sûr et le plus confortable pour le patient et le soignant.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)

NAUSICAA
M