

WAYUP 300

écartement électrique aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds (94 cm) le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUP300-CBLI	3 195,00 €	30,42 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

DÉMONSTRATION VIDÉO
YouTube
SCANNEZ
MOI



CARACTÉRISTIQUES



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

BATTERIE LITHIUM



-Batterie Lithium pour de meilleures performances (2 ans de garantie)

DIMENSIONS

A. Longueur totale : 107 cm
B. Hauteur utile mini : 92 cm
C. Hauteur utile maxi : 131 cm
D. Hauteur totale : 105 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 70 cm
G. Largeur embase maxi : 94 cm
H. Diamètre de rotation : 123 cm

