




Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT ERGONOMIQUE

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.




Jersey

B4



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SMB-PF- S ou M ou L ou XL	210,00 €




Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

TÊTIÈRES AMOVIBLES

La tête amovible TAMOV-PF s'utilise sur les sangles :

- SURPC-PF et SURP-PF (page 74)
- SSTRP-PF et HARBA-PF (page 75)
- SUCBAS-PF (page 76)
- SSTBA-PF (page 78)
- SHAC-PF (page 80)
- SUCBAHA-PF (page 81)



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TAMOV-PF	35,00 €

La tête amovible et baleinée TABAL-PF s'utilise sur les sangles :
SATL-PF et STO-PF (page 84)

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TABAL-PF	45,00 €

La tête amovible et baleinée TAMAX-PF s'utilise sur les sangles :
SUCBAS-PF (XXL) (page 82)
STO-PF (XXL) (page 83)

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TAMAX-PF	80,00 €