


DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube  
SCANNEZ  
MOI



## DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 100 cm
- B. Hauteur utile mini: 84 cm
- C. Hauteur utile maxi: 128 cm
- D. Hauteur totale: 98 cm
- E. Hauteur du châssis: 11 cm
- F. Largeur embase mini: 57 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 88 cm
  - écartement électrique : 90 cm
- H. Diamètre de giration: 112 cm



# BLUE WAYUP

## écartement mécanique ou électrique (KIT PLUS)

Son piètement à large écartement mécanique des pieds (88 cm) le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plateforme rabaisée.



### ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUPBLUEECP-CBLI	1 180,00 €	8,79 €
WAYUPBLUPLUS-CBLI Écartement électrique	1 555,00 €	13,19 €
OP-CBPP Option batterie plomb	- 195,00 €	/
Option plateforme rabaisée	120,00 €	/