

BLUE FLYER

écartement mécanique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYERECO-CBPPB avec batterie plomb	710,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
FLYERECO-CBLI avec batterie lithium	905,00€	13,00€	50,00€	/	/



150 kg



620/1800 mm



700/1070 mm



6 000 N



GARANTIE 5 ANS



Bloc et télécommande simple fonction



Fléau parabolique simple 4 points (c.f. p.58)



Écartement mécanique des pieds



2 roues 75 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues freinées 75 mm

