

- 300 kg
- 550/1820 mm
- 700/1050 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

FLYER 300

écartement électrique

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Fléau parabolique écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement électrique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYER300-CBLI avec batterie lithium	2 195,00€	24,00€	95,00€	4 80€	4 20€