

# FLYER 300

## écartement électrique

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
FLYER300-CBLI	2 195,00 €	23,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/



### CARACTÉRISTIQUES



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Écartement électrique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm  
Garde au sol : 113 mm

### OPTIONS



-Batterie Lithium pour de meilleures performances (2 ans de garantie)  
-Pèse personnes pour suivre les évolutions de poids des patients (page 37)

### DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 125 cm
- B. Hauteur utile mini : 95 cm
- C. Hauteur utile maxi : 172 cm
- D. Hauteur totale : 125 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 73 cm
- G. Largeur embase maxi : 108 cm
- H. Diamètre de giration : 143 cm

