

# BLUE FLYER

## PRÉSENTATION DE GAMME

LA GAMME BLUE FLYER EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique simple (non écarteur, 2 ou 4 points).

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Ils sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement mécanique des pieds et d'un châssis pliant.

NAUSICAA  
Médical

Blue  
FLYER

GARANTIE  
5  
ANS

CE

Made  
in  
France



### FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme BLUE FLYER sur notre chaîne Youtube



YouTube  
FLASHER  
pour voir



BLUE FLYER  
écartement mécanique  
page 56



BLUE FLYER COMPACT  
écartement mécanique  
page 57