



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.




Jersey

A2



Sangle
Modifiable
page 85



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI


SANGLE FILET EN U CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Elle est dotée d'une tête à attaches.




Filet

A2



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

SUCBAS-PF-
2XL ou **3XL** ou **4XL**

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

200,00 €

RÉFÉRENCES

SUCBAIT-PF-
2XL ou **3XL** ou **4XL**

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

260,00 €