



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT XXL

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle est également dotée d'une tête à attaches.




D3



Sangle
Modifiable
page 85

Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	260,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT DE TOILETTE XXL

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.




C3



Sangle
Modifiable
page 85

Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	360,00 €