


*Il est important de vérifier l'état du dispositif : coutures, état du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par Nausicaa Médical, soit une mise au rebut.*

## MOUFLES DE GLISSE



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



MDG-PF

# MOUFLES DE GLISSE

GAMME HOSPITALIÈRE  
Chaîne et trame 100 % polyamide  
Enduction silicone 1 face

## DESCRIPTION

- Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.
- Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse est un dispositif qui facilite la translation latérale et/ou verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.
- L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.
- Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone), les deux faces de tissu en contact coulissant l'une sur l'autre.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ