

# WAYUP 200

écartement électrique et aide à la déambulation



Pour en savoir plus  
**SCANNEZ MOI**

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée (incompatible avec son cale-talon large).

## OPTIONS & TARIFS


(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme Rabaisée



VT-EP-PLR : 120,00 €



- 200 kg
- 890/1310 mm
- 540/750 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier




Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme amovible



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 roues doubles 100 mm  
Garde au sol : 113 mm  
2 roues doubles freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

RELEVEURS-MOBILES

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP200-CBLI avec batterie lithium	2 795,00€	24,00€	100,00€	4 80€	4 20€