

- 300 kg
- 730/1650 mm
- 690/1040 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus  
**SCANNEZ MOI**

# EASYLEV 300

## écartement électrique

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.  
Sa plate-forme fixe n'est pas compatible avec la plate-forme rabaisée.  
L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.

### OPTION & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)



WP-AG-PF : 35,00 €



Appui-Tibias Confort

4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme démontable

Châssis avec écartement des pieds électrique

4 roues doubles 100 mm  
Garde au sol : 113 mm  
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEV300-CBLI avec batterie lithium	3 995,00€	48,00€	200,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES