



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

# HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (avec tête)

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle fait office de hamac percé et est dotée d'une tête à attaches.




Jersey

D3



Sangle  
Modifiable  
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF- S ou M ou L ou XL	150,00 €




Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

# HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Elle fait office de hamac percé et évite la constriction des hanches.



Filet

D3



Sangle  
Modifiable  
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAHA-PF- S ou M ou L ou XL	135,00 €