

DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



NAUSI-FLY 180

écartement mécanique ou électrique

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.


Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 119 cm
- B. Hauteur utile mini : 60 cm
- C. Hauteur utile maxi : 181 cm
- D. Hauteur totale : 134 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 66 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 98 cm
 - écartement électrique : 108 cm
- H. Diamètre de giration : 133 cm



TRANSFERTS

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAFLY2-180-CBLI	1 045,00 €	8,79 €
NAFLY2-PLUS-CBLI Écartement électrique	1 395,00 €	12,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/