

# EASYLEV

## PRÉSENTATION DE GAMME

La gamme EASYLEV répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile. Elle utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste du patient. Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talon, ou la position déclive du repose-pieds 3 fonctions pour les tonicités partielles, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

GARANTIE  
**5**  
ANS



**FLASHER**

pour visionner la vidéo de la gamme EASYLEV sur notre chaîne Youtube



**FLASHER**  
pour voir



EASYLEV 2  
page 38



EASYLEV 2 RABAISSÉ  
page 39



EASYLEV 2 ECP  
page 40



EASYLEV 2 PLUS  
page 41