


COMPRESSEUR



MATELAS



CARACTÉRISTIQUES



Modes dynamique et statique avec réglage morphologique



Cellules indépendantes déconnectables



Connectique CA en air 2 voies



Alimentation CA en air 2 voies
Pour être alimenté par le compresseur NAUSIFLOW 2S PLUS, le matelas est livré avec un tuyau de raccordement RV(RVC)/CA.

Compresseur NAUSIFLOW 2S PLUS

Matelas NAUSIFLOW 2S-90



La gamme NAUSIFLOW 2S plus se compose :

- D'un compresseur semi-automatique avec réglage morphologique (S, M, L, XL, XXL).

Il est équipé de modes dynamique et statique, et d'une alarme coupure secteur.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90 cm.

Il est équipé de la connectique CA.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA2SP-COMP-CA	210,00 €	2,10 €
NA2SP-MAT90-CA	430,00 €	4,30 €