



GARANTIE

5 ANS

CONVERTISS 6F

6 Fonctions & Pliable/Dépliable Électriquement

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le CONVERTISS 6F permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux.

Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Il offre un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux composite et textile (voir pages 74-75).

Le CONVERTISS 6F offre la possibilité **d'étendre la largeur de couchage jusqu'à 120 cm** de large grâce aux kits large CONVERTISS (page 75).

Il **se plie et se déplie de manière électrique**, il ne nécessite donc aucun montage.


Le choix d'un lit à colonne permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.

Livré de série avec ses deux barrières amovibles et sa potence.



BARRIÈRE

- Paire de barrières pliables pour plus de sécurité




POTENCE

- Potence sécable pour permettre au patient de se relever rapidement

DIMENSIONS

Longueur totale: 215 cm
 Largeur totale: 90 cm
 Longueur du sommier: 203 cm
 Largeur du sommier: 83,5 cm
 Hauteur minimum: 30 cm
 Hauteur maximum: 70 cm
 A. Largeur du lit replié : 44 cm
 B. Longueur du lit replié: 90 cm
 C. Hauteur du lit replié: 117 cm



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAUSIBED-6F	1 660,00 €	13,20 €