



M : 150 kg
C : 130 kg



GARANTEE
3
ANS



Dispose d'un
CPR



Dispose d'un
CPR



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S

MATELAS NAUSIFLOW 2 100

MATELAS NAUSIFLOW 2 120

TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEEK	NAUSTLOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2S-COMP-PM	205,00€	4,00€	12,00€		
NA2-MAT100-PM	575,00€	7,00€	25,00€	1 18€	1 5€
NA2-MAT120-PM	750,00€	12,00€	45,00€	2 40€	2 10€
MAT 120 + COMP	955,00€	16,00€	57,00€		

MATELAS THÉRAPEUTIQUES

La gamme **NAUSIFLOW 2S** se compose :

- D'un compresseur mécanique à pression standardisée. Il est équipé d'un réglage confort et de mode dynamique et statique.
- De matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 100 cm ou 120 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 2**. Les matelas seuls sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI**. Ils sont tous équipés de la **connectique PM**.